


Anti-Maus Cd122 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P16297

Artikelnummer: CM0011107



Einführung

Ratten-monoklonaler Antikörper, konjugiert mit , spezifisch für Maus-CD122 (IL-2-Rezeptor-beta-Untereinheit). Validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung von IL-2-Signalwegen und Immunzellfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ratten Anti-Maus CD122 mAk
Bemerkungen/Alias	p70; CD122; IL15Rbeta; IL-2Rbeta; IL-15Rbeta; IL-2/15Rbeta
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	3560
GeneID	16185
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisiertes Peptid abgeleitet von Maus-CD122.
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FZ
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P16297
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel