

Anti-Maus Cd124/Il-4Ra Monoklonaler Antikörper Für Fc - P16382

Artikelnummer: CM0009485

Einführung

Kaninchen anti-Maus CD124/IL-4Ra mAb, validiert für Durchflusszytometrie. Ziel ist die Maus-Interleukin-4-Rezeptor-Alpha-Kette (UniProt P16382). Ideal für Th2-Differenzierung, Allergie- und IgE-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD124/IL-4Ra mAb
Bemerkungen/Alias	Il4r; CD124
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	3566
Gen-ID	16190
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-233 von Maus CD124/IL-4Ra (NP_001008700.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P16382
Protein-Gewicht	87kDa
Versand	Eistasche