

Anti-Maus Cd127/IL-7R α Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P16872

Artikelnummer: CM0004679



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD127/IL-7R α (UniProt P16872). Validiert für die Durchflusszytometrie. Spezifisch für Maus, rekombinantes Protein als Immunogen, Molekulargewicht 51 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus CD127/IL-7R α mAk
Bemerkungen/Alias	CD127; IL-7Ralpha
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3575
Gen-ID (Maus)	16197
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-239 von Maus CD127/IL-7R α (NP_612564.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P16872
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel