

Anti-Maus Cd127/IL-7R α Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P16872

Artikelnummer: CM0011468



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD127 (IL-7R α) für die Durchflusszytometrie (FC). Validiert in der Maus, geeignet für Immunologie- und Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD127/IL-7R α mAb
Bemerkungen/Alias	CD127; IL-7Ralpha
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	3575
Gen-ID (Maus)	16197
Immunogen	Rekombinantes Protein (rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-239 von Maus CD127/IL-7R α , NP_612564.1, enthält)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P16872
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel