


Anti-Maus-Cd130/Gp130-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q00560

Artikelnummer: CM0008764



Einführung

Mit konjugierter Kaninchen-anti-Maus-CD130/gp130-monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie (FC). Ziel ist die Beta-Untereinheit des IL-6-Rezeptors; geeignet für die Erforschung von Zytokinsignalen, Immunregulation und Entzündungsprozessen. – Q00560.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD130/gp130-mAb
Bezeichnungen/Alias	CD130; gp130; D13Ert699e; 5133400A03Rik
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	3572
Gen-ID (Maus)	16195
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 23-617 des Maus-CD130/gp130 entspricht (NP_034690.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q00560
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Kühlakku