


Anti-Maus Cd130/Gp130 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q00560

Artikelnummer: CM0008992



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus CD130/gp130 (SWISS Q00560), konjugiert mit - Farbstoff, für die Durchflusszytometrie. Reagiert mit Maus, das Immunogen kartiert zur extrazellulären Domäne (AS 23-617).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus CD130/gp130 mAk
Bemerkungen/Alias	CD130; gp130; D13Ert699e; 5133400A03Rik
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3572
GenID	16195
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-617 von Maus CD130/gp130 (NP_034690.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q00560
Proteinmasse	102 kDa
Versand	Eisbeutel