

Anti-Maus Cd138/Syndecan-1 Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - P18828

Artikelnummer: CM0009776

Einführung

-konjugierter kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen Maus-CD138/Syndecan-1 gerichtet ist, validiert für Durchflusszytometrie. Erkennt die extrazelluläre Domäne, geeignet zur Untersuchung von Proteoglykan-vermittelter Zelladhäsion, Exosom-Biologie und MSX1-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD138/Syndecan-1 mAk
Bemerkungen/Alias	Sstn; Synd; CD138; Synd1; syn-1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	6382
GenID (Maus)	20969
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-255 von Maus-CD138/Syndecan-1 (NP_035649.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P18828
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel