

Anti-Maus Cd140B/Pdgfr Beta Monoklonaler Antikörper (Pe) Für Die Durchflusszytometrie - P05622

Artikelnummer: CM0008923



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD140b/PDGFR beta für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Erforschung von Angiogenese, kardiovaskulärer Entwicklung und renaler Fibrose. In Mausproben validiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD140b/PDGFR beta mAb
Bemerkungen/Alias	Pdgfr; CD140b; PDGFR-1
Spezies	Maus
GeneID (Human)	5159
GeneID	18596
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 32-530 von Maus CD140b/PDGFR beta (NP_032835.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05622
Protein-Gewicht	123kDa
Versand	Eisbeutel