

Anti-Maus Cd146 Monoklonaler Antikörper () Für Fc - Q8R2Y2

Artikelnummer: CM0009184

Einführung

Kaninchen anti-Maus CD146 mAb, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Zielt auf Maus CD146/MUC18/Gicerin, ~71 kDa.

Rekombinantes Immunogen. Geeignet für Zelladhäsions- und Melanomforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD146 mAb
Bemerkungen/Alias	CD146; CD149; Muc18; s-endo; 1-gicerin; s-gicerin
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	4162
Gen-ID	84004
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 24-563 von Maus CD146 (NP_075548.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8R2Y2
Proteingewicht	71 kDa
Versand	Eisbeutel