

## Anti-Maus Cd150/Slam Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q9Qum4

Artikelnummer: CM0011136

### Einführung

-konjugierter Kaninchen-Anti-Maus CD150/SLAM monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt Maus SLAM Familienmitglied 1, einen 38 kDa Zellmembranrezeptor, der an der Immunsignalübertragung beteiligt ist. Reagiert mit Mausproben.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen-Anti-Maus CD150/SLAM mAb                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16                                                                                |
| Spezies           | Maus                                                                                                                          |
| GeneID (Human)    | 6504                                                                                                                          |
| GeneID            | 27218                                                                                                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-242 von Maus CD150/SLAM (NP_038758.2) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | FC (Durchflusszytometrie)                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                          |
| SWISS             | Q9QUM4                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 38 kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Kühltasche                                                                                                                    |