

Monoklonaler Anti-Maus-Cd19-Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P25918

Artikelnummer: CM0008152

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD19, direkt konjugiert mit für die Durchflusszytometrie (FC). In Mausproben validiert; gewonnen aus rekombinantem Maus-CD19-Immunogen. Ideal für Forschungsanwendungen im Bereich der B-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD19-mAb
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	930
Gen-ID	12478
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus-CD19.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P25918
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Kühlakku