


Anti-Maus Cd204 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P30204

Artikelnummer: CM0005372



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-CD204 (MSR1) gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert ist. Ideal für die Forschung an Makrophagen-Szengerrezeptoren bei Arteriosklerose, angeborener Immunität und Schaumzellbildung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD204 mAk
Bemerkungen/Alias	MSR; SR-A; Scvr; MRS-A; MSR-A; SR-AI; SR-AII; Scara1
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	4481
Gen-ID	20288
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 350-458 von Maus-CD204 (NP_001106797.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P30204
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel