

Anti-Mouse Cd215/IL-15R α Monoklonaler Antikörper () Für If/Icc, Fc - Q60819

Artikelnummer: CM0009236



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, spezifisch für die Maus-Interleukin-15-Rezeptor-Untereinheit Alpha (CD215/IL-15R α). Validiert in IF/ICC und FC, ermöglicht er die Detektionserkennung und Analyse von IL-15-Signalwegen in Maus-Proben. SWISS: Q60819, Proteingewicht 28kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD215/IL-15R α mAk
Bemerkungen/Alias	Il15ra
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3601
Gen-ID	16169
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 33-205 von Maus-CD215/IL-15R α (NP_032384.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q60819
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel