

Monoklonaler Anti-Maus-Cd215/Il-15R α -Antikörper Für If/Icc, Fc - Q60819

Artikelnummer: CM0009560



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Anti-Maus-CD215/IL-15R α -Antikörper für IF/ICC und Durchflusszytometrie. Spezifisch für Maus; das Immunogen entspricht den Aminosäuren 33–205. Proteinmasse 28 kDa. Geeignet für Untersuchungen der IL-15-Rezeptorsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-Anti-Maus-CD215/IL-15R α -mAb
Bemerkungen/Alias	Il15ra
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3601
Gen-ID	16169
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q60819
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Kühlakku