

Anti-Maus Cd22 Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - P35329

Artikelnummer: CM0010842

Einführung

Dieser mit konjugierte Kaninchen-monoklonale Antikörper detektiert spezifisch Maus-CD22 (Siglec-2), einen B-Zell-inhibitorischen Korezeptor, validiert für die Durchflusszytometrie in der immunologischen und B-Zell-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD22 mAb
Bemerkungen/Alias	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	933
GenID	12483
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-151 von Maus-CD22 (NP_033975.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35329
Proteingewicht	89kDa/93kDa/97kDa
Versand	Eisbeutel