

Anti-Maus Cd22 Monoklonaler Antikörper () Für If-P, Fc - P35329

Artikelnummer: CM0008851

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD22 (Siglec-2). Validiert für Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie an B-Zellen, unterstützt die B-Zellbiologie und immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus CD22 mAk
Bemerkungen/Alias	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	933
Gen-ID (Maus)	12483
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-151 von Maus CD22 (NP_033975.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35329
Proteingewicht	89 kDa/93 kDa/97 kDa
Versand	Eisbeutel