

Anti-Maus-Cd22-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P35329

Artikelnummer: CM0011568

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD22 (Siglec-2). Für die Durchflusszytometrie validiert, ideal für die Erforschung der B-Zell-Biologie, Immunologie und Signalübertragung. Erkennt natives CD22 auf der Zelloberfläche.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD22-mAb
Bemerkungen/Alias	Lyb8, Lyb-8, A530093D23
Art	Maus
GeneID (Mensch)	933
GeneID	12483
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-151 des Maus-CD22 (NP_033975.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35329
Proteingewicht	89 kDa/93 kDa/97 kDa
Versand	Eisbeutel