

Monoklonaler Antikörper Gegen Cd223/Lag-3 Der Maus Für Fc - Q61790

Artikelnummer: CM0012353



Einführung

-konjugierter Kaninchen-anti-Maus-LAG-3-monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt CD223 der Maus, einen Immun-Checkpoint-Rezeptor auf T-Zellen. Geeignet für die immunonkologische Forschung und die Entwicklung diagnostischer Tests.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD223/LAG-3-mAb
Anmerkungen/Alias	Ly66; CD223; LAG-3
Art	Maus
GeneID (Mensch)	3902
GeneID	16768
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 24-442 von CD223/LAG-3 der Maus (NP_032505.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q61790
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel