

Anti-Mouse Cd23 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P20693

Artikelnummer: CM0005061

Einführung

Kaninchen anti-Maus CD23 monoklonaler Antikörper, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Erkennt Maus-CD23, den IgE-Rezeptor mit niedriger Affinität, der entscheidend für die IgE-Regulation und B-Zell-Differenzierung ist. Ideal für die immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD23 mAk
Bemerkungen/Alias	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	2208
GenID	14128
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 50-331 von Maus-CD23 (NP_038545.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P20693
Proteinmasse	37kDa
Versand	Eisbeutel