

Anti-Maus Cd24 Monoklonaler Antikörper () Für If/Icc, If-P, Fc - P24807

Artikelnummer: CM0004092

Einführung

-konjugierter Kaninchen-anti-Maus CD24 monoklonaler Antikörper, validiert für IF/ICC, IF-P und Durchflusszytometrie. Geeignet für Studien zur Maus-Immunzellendifferenzierung, Thymozytenentwicklung und B-Zell-Aktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD24 mAk
Bemerkungen/Alias	HSA; Cd24; Ly-52; Nectadrin
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	100133941
Gen-ID	12484
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-53 von Maus-CD24 (NP_033976.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, IF-P, FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P24807
Proteingewicht	8kDa
Versand	Eisbeutel