

Anti-Maus Cd24 Poliklonale Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - P24807

Artikelnummer: CM0023025

Einführung

Maus CD24 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der in Kaninchen gegen rekombinantes Maus-CD24-Protein erzeugt wurde. Validiert für WB, FC, ELISA in Mausproben. Geeignet für die CD24-Forschung in Immunologie, Zelldifferenzierung und Autoimmunitätsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	mouse CD24 Rabbit pAb
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	100133941
GeneID	12484
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-53 von Maus CD24 enthält (NP_033976.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P24807
Proteinmasse	8 kDa
Versand	Eisbeutel