

Anti-Maus-Cd25 Monoklonaler Antikörper, -Konjugat, Für Die Durchflusszytometrie - P01590

Artikelnummer: CM0004537

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD25, geeignet für die Durchflusszytometrie-Analyse regulatorischer T-Zellen. Unterstützt Studien zur Immuntoleranz und Autoimmunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD25 mAb
Bemerkungen/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Spezies	Maus
GeneID (Human)	3559
GeneID	16184
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-236 von Maus-CD25 (NP_032393.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01590
Proteingewicht	30KDa
Versand	Eistüte