

Anti-Maus Cd252 (Ox40-Ligand) Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - P43488

Artikelnummer: CM0005720

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD252 (OX40-Ligand) für IF/ICC und Durchflusszytometrie. Ideal für die Erforschung von T-Zell-Co-Stimulation. Erkennt ein 22 kDa großes Protein. UniProt P43488.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus CD252 (OX40-Ligand) mAb
Anmerkungen/Alias	Ath1; gp34; Ath-1; Ox40l; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1l
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	7292
GeneID	22164
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 51-198 von Maus CD252 (OX40-Ligand) (NP_033478.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P43488
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel