

Anti-Maus Cd270/Hvem Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q80Wm9

Artikelnummer: CM0011009



Einführung

Kaninchen Anti-Maus CD270/HVEM monoklonaler Antikörper, konjugiert an , validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für Studien zur Immunregulation, T-Zell-Signalgebung und Wirtsabwehr. SWISS: Q80WM9.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen Anti-Maus CD270/HVEM mAb
Bemerkungen/Alias	TR2; Atar; HveA; Hvem; Tnfrs14
Spezies	Maus
GeneID (Human)	8764
GeneID	230979
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 39-207 von Maus CD270/HVEM (NP_849262.1) enthält)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q80WM9
Protein-Gewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel