

Anti-Maus Cd272/Btla Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - Q7Tsa3

Artikelnummer: CM0010875



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD272/BTLA, validiert für Durchflusszytometrie. Optimal für Immunologie- und Onkologieforschung, erkennt BTLA auf Lymphozyten und anderen Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD272/BTLA mAk
Bemerkungen/Alias	A630002H24
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	151888
Gen-ID	208154
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-176 von Maus-CD272/BTLA (NP_0010322.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q7TSA3
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel