


Anti-Maus Cd274 (Pd-L1) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Fc, Elisa - Q9Ep73

Artikelnummer: CM0008156



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD274 (PD-L1, B7-H1). Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA. Zielgerichtet auf den Immuncheckpoint PD-L1 für Krebs- und Autoimmunforschung. Reagiert mit Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD274 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	B7h1; Pd1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik
Spezies	Maus
GeneID (human)	29126
GeneID	60533
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9EP73
Protein-Gewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel