


Monoklonaler Anti-Maus-Cd274/Pd-L1-Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - Q9Ep73

Artikelnummer: CM0010283



Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD274/PD-L1, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt das Immun-Checkpoint-Protein PD-L1, das für die Untersuchung der T-Zell-Regulation und der Mechanismen der Immunflucht von Tumoren entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD274/PD-L1-mAb
Bemerkungen/Alias	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik
Art	Maus
GeneID (Mensch)	29126
GeneID	60533
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-235 von Maus-CD274/PD-L1 (NP_068693.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9EP73
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Kühlakku