

Anti-Mouse Cd28 Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - P31041

Artikelnummer: CM0012064



Einführung

Kaninchen anti-Maus CD28 monoklonaler Antikörper, konjugiert mit , validiert für Durchflusszytometrie. Zielt auf den T-Zell-Kostimulator-Rezeptor CD28 (Swiss-Prot P31041) für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	Kaninchen anti-Maus CD28 mAk
Bemerkungen/Alias	Cd28
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	940
Gen-ID (Maus)	12487
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-149 von Maus-CD28 (NP_031668.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P31041
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel