

Anti-Maus-Cd3 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P04235 / P22646

Artikelnummer: CM0010092

Einführung

Ratten-Anti-Maus-CD3 monoklonaler Antikörper, validiert für Durchflusszytometrie, erkennt sowohl CD3-Delta- als auch -Epsilon-Ketten (P04235/P22646). Ideal für T-Zell-Immunphänotypisierung und Forschung zur adaptiven Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ratten-Anti-Maus-CD3 mAk
Bemerkungen/Alias	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	916/915
Gen-ID	12500/12501
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, abgeleitet von Maus-CD3
Herkunft	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P04235/P22646
Protein-Gewicht	19kDa/21kDa
Versand	Eisbeutel