

Anti-Maus Cd3 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P04235 / P22646

Artikelnummer: CM0010174

Einführung

Ratten-anti-Maus CD3 monoklonaler Antikörper, validiert für Durchflusszytometrie. Erkennt sowohl die CD3δ- (19 kDa) als auch die CD3ε-Kette (21 kDa) des TCR-CD3-Komplexes. Ideal für T-Zell-Forschung in Mausproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ratte anti-Maus CD3 mAb
Bemerkungen/Alias	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Spezies	Maus
GenID	12500/12501
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisiertes Peptid, abgeleitet von Maus-CD3.
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P04235/P22646
Proteinmasse	19 kDa/21 kDa
Versand	Eisbeutel