


Anti-Maus Cd317/Bst2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q8R2Q8

Artikelnummer: CM0008782



Einführung

-konjugierter Kaninchen Anti-Maus CD317/BST2 monoklonaler Antikörper, entwickelt für Anwendungen in der Durchflusszytometrie. Spezifisch für Maus CD317 (Knochenmarkstromales Antigen 2), einen wichtigen antiviralen Restriktionsfaktor, der auf Typ-I-Interferon-produzierenden Zellen exprimiert wird.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus CD317/BST2 mAk
Bemerkungen/Aliase	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	684
Gen-ID	69550
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 55-152 von Maus CD317/BST2 (NP_932763.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8R2Q8
Proteinmasse	19 kDa
Versand	Eisbeutel