


Anti-Maus Cd317/Bst2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8R2Q8

Artikelnummer: CM0005009



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD317/BST2 (bone marrow stromal antigen 2) für Western Blot und ELISA. Geeignet für antivirale Studien und Studien zur angeborenen Immunität in Mausmodellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD317/BST2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
Spezies	Maus
GeneID (Human)	684
GeneID	69550
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 55-152 von Maus CD317/BST2 (NP_932763.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8R2Q8
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eistasche