

Anti-Maus Cd34 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q64314

Artikelnummer: CM0010426

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD34, ein 41 kDa Membranprotein. Validiert für Durchflusszytometrie (FC), erkennt er hämatopoetische Vorläuferzellen. Ideal für die Hämatopoese- und Stammzellforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD34 mAb
Anmerkungen/Alias	CD34;CD34-Molekül;GIG3;MORT1
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	947
GeneID	12490
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q64314
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Kühlakku