

## Anti-Maus Cd34 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q64314

Artikelnummer: CM0010236

### Einführung

-konjugierter Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen Maus-CD34, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für hämatopoetische Stammzellstudien. Kreuzreagiert mit Maus. MG: 41 kDa.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen-anti-Maus CD34 mAk                                                                                      |
| Bemerkungen/Alias | CD34; CD34-Molekül; GIG3; MORT1                                                                                   |
| Spezies           | Maus                                                                                                              |
| GeneID (human)    | 947                                                                                                               |
| GeneID            | 12490                                                                                                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 35-287 von Maus-CD34 entspricht (NP_598415.1) |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                         |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                            |
| Anwendung         | FC (Durchflusszytometrie)                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                              |
| SWISS             | Q64314                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 41 kDa                                                                                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                         |