


Anti-Maus Cd38 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P56528

Artikelnummer: CM0012440



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD38, validiert für Durchflusszytometrie. Ziel ist das ADP-Ribosylcyclase/zyklische ADP-Ribose-Hydrolase 1-Protein, ein transmembranes Glykoprotein, das an der Kalziumsignalgebung und Lymphozytenaktivierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus CD38 monoklonaler Antikörper
Bemerkungen/Alias	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Spezies	Maus
GeneID (Human)	952
GeneID	12494
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 45-304 von Maus CD38 (NP_031672.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P56528
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eistasche