

Monoklonaler Anti-Maus-Cd4-Antikörper (Apc/Cyanine7) Für Die Durchflusszytometrie - P06332

Artikelnummer: CM0009361

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD4, konjugiert mit APC/Cyanine7 und für die Durchflusszytometrie validiert. Ideal zur Untersuchung der Entwicklung von T-Helferzellen, der Immunantwort und der Funktionen des MHC-Klasse-II-Korezeptors.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanine7 Kaninchen-anti-Maus-CD4-mAk
Bemerkungen/Alias	L3T4; Ly-4
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	920
GeneID	12504
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	DFZ
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06332
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Kühlakku