

Anti-Maus Cd4 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P06332

Artikelnummer: CM0004845

Einführung

Leistungsstarker Kaninchen-anti-Maus CD4 monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie. Zielt auf das CD4-Glykoprotein ab, das für die Funktion der T-Helferzellen und die Immunantwortforschung unerlässlich ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen-anti-Maus CD4 mAk
Bemerkungen/Alias	L3T4; Ly-4
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	920
Gen-ID	12504
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-394 von Maus-CD4 (NP_038516.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06332
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel