

Anti-Maus Cd4 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P06332

Artikelnummer: CM0010661

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD4, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt Maus CD4 (L3T4, Ly-4), einen T-Helferzell-Marker, der für die MHC-Klasse-II-Corezeptor-Funktion essentiell ist. Geeignet für die Immunzellprofilierung in Mausproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Mouse CD4 mAb
Bemerkungen/Alias	L3T4; Ly-4
Spezies	Maus
GeneID (Human)	920
GeneID	12504
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-394 von Maus CD4 (NP_038516.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06332
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eistüte