

Monoklonaler Anti-Maus-Cd4-Antikörper (Pe/Cyanine5) Für Fc - P06332

Artikelnummer: CM0009903

Einführung

PE/Cyanine5-markierter monoklonaler Kaninchen-Anti-Maus-CD4-Antikörper für die Durchflusszytometrie (FC). Erkennt Maus-CD4 (L3T4, Ly-4), einen T-Zell-Korezeptor für MHC-Klasse II. Für Mausproben validiert, Molekulargewicht des Proteins 51 kDa. Geeignet für Untersuchungen der Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine5-markierter Kaninchen-Anti-Maus-CD4-mAk
Bezeichnungen/Alias	L3T4; Ly-4
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	920
Gen-ID	12504
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-394 des Maus-CD4 (NP_038516.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06332
Proteinmolekulargewicht	51 kDa
Versand	Kühlakku