


Anti-Maus Cd44 Monoklonaler Antikörper Für If/Icc Und Fc - P15379

Artikelnummer: CM0005817



Einführung

-konjugierter Kaninchen-Anti-Maus-CD44-monoklonaler Antikörper, validiert für Immunfluoreszenz (IF/ICC) und Durchflusszytometrie (FC). Erkennt Maus-CD44, einen Hyaluronat-Rezeptor und Adhäsionsmolekül, das am Trafficking von Immunzellen beteiligt ist. Keine Kreuzreaktivität mit anderen Spezies berichtet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-Anti-Maus CD44 mAb
Bemerkungen/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Spezies	Maus
GeneID (Human)	960
GeneID	12505
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-176 von Maus-CD44 (NP_033981.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P15379
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eistasche