

Monoklonaler Anti-Maus-Cd45-Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P06800

Artikelnummer: CM0011631

Einführung

Kaninchen-anti-Maus-CD45-monoklonaler Antikörper (Klon), validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Erkennt das gemeinsame Leukozytenantigen (L-CA, B220) in Mausproben. Ideal für die Immunphänotypisierung und die T-Zell-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD45-mAb
Bezeichnungen/Aliase	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	5788
Gen-ID	19264
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 26-566 des Maus-CD45 entspricht (NP_001104786.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06800
Proteingewicht	130 kDa / 140 kDa / 144 kDa
Versand	Kühlakku