

Anti-Maus-Cd45 Monoklonaler Antikörper () Für If/Icc, Fc - P06800

Artikelnummer: CM0005977

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD45, validiert für Immunfluoreszenz (IF/ICC) und Durchflusszytometrie (FC). Erkennt das Leukozyten-Common-Antigen (L-CA) für die Immunzellforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD45 mAb
Bemerkungen/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Spezies	Maus
GeneID (Human)	5788
GeneID	19264
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-566 von Maus-CD45 (NP_001104786.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06800
Proteingewicht	130KDa/140KDa/144KDa
Versand	Eisbeutel