

Monoklonaler Anti-Maus-Cd45R/B220-Antikörper (Biotin) Für Die Durchflusszytometrie - P06800 / P08575

Artikelnummer: CM0010933

Einführung

Biotin-konjugierter monoklonaler Rattenantikörper gegen CD45R/B220 der Maus, validiert für die Durchflusszytometrie. Spezifisch für die Maus, empfohlen für die Immunphänotypisierung und die Erforschung der T-Zell-Signalübertragung. MW ~130-144 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin-Ratten-anti-Maus-CD45R/B220-mAb
Bemerkungen/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	5788
GeneID	19264/5788
Immunogen	Rekombinantes Protein von CD45R/B220 der Maus
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06800/P08575
Proteingewicht	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Versand	Kühlakku