

Anti-Maus-Cd5-Monoklonaler Antikörper (Apc) Für Die Durchflusszytometrie - P13379

Artikelnummer: CM0011488

Einführung

APC-konjugierter Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen Maus-CD5 (Ly-1/Lyt-1) für die Durchflusszytometrie. Geeignet für T-Zell- und B1a-Zellanalyse, TCR/BCR-Signalgebung und Forschung zur Immuntoleranz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Maus CD5 mAb
Bemerkungen/Alias	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Spezies	Maus
GeneID (Human)	921
GeneID (Maus)	12507
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-371 von Maus-CD5 (NP_031676.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P13379
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel