

Anti-Maus Cd50/Icam-3 (Icam-5, Telencephalin) Monoklonaler Antikörper () Für Fc - Q60625

Artikelnummer: CM0010435

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD50/ICAM-3 (ICAM-5, Telencephalin) für die Durchflusszytometrie. Ziel ist neuronales Adhäsionsmolekül, exprimiert im Gehirn; geeignet für neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD50/ICAM-3 mAk
Bemerkungen/Alias	TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5
Spezies	Maus
GeneID (Human)	7087
GeneID (Maus)	15898
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 32-227 von Maus CD50/ICAM-3 (NP_032345.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q60625
Protein-Gewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel