

Anti-Maus Cd59A Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - O55186

Artikelnummer: CM0009487

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD59a, konjugiert mit . Validiert für Durchflusszytometrie. CD59a hemmt die Bildung des Komplement-Membranangriffskomplexes und schützt Zellen vor Lyse. Kreuzreagiert mit Maus. Proteingewicht ~14kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD59a mAk
Bemerkungen/Alias	Cd59; MACIF; MAC-IP
Spezies	Maus
Gen-ID	12509 (Maus)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-96 von Maus-CD59a (NP_031678.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O55186
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel