

Monoklonaler Anti-Maus-Cd6-Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - Q61003

Artikelnummer: CM0010792

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD6, konjugiert mit für die Durchflusszytometrie. Erkennt das T-Zell-Differenzierungsantigen, das an der Immunsynapse und der Erkennung bakterieller Muster beteiligt ist. Geeignet für immunologische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD6-mAb
Bemerkungen/Alias	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Myomorpha; Muroidea; Muridae; Murinae; Mus; Mus
Art	Maus
GeneID (Mensch)	923
GeneID	12511
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-155 von Maus-CD6 (NP_033982.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q61003
Proteingewicht	64 kDa/68 kDa/72 kDa
Versand	Kühlakku