

Anti-Maus Cd69 Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - P37217

Artikelnummer: CM0010719

Einführung

-konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper, spezifisch für Maus-CD69, ein frühes Aktivierungsantigen auf T-Zellen, B-Zellen und NK-Zellen. Validiert für Durchflusszytometrie (FC), ideal für Immunologie und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD69 mAk
Bemerkungen/Alias	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	969
GenID	12515
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 64-199 von Maus-CD69 (NP_001028294.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P37217
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel