

Anti-Maus Cd79B Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - P15530

Artikelnummer: CM0010858



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD79b (Ig-beta) für die Durchflusszytometrie. Ideal für B-Zell-Forschung, BCR-Signalstudien und Immunphäotypisierung. Spezifisch für die extrazelluläre Domäne von Maus-CD79b.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus CD79b mAk
Bemerkungen/Alias	B29; Igβ; Igbeta; Ig-beta
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	974
GeneID	15985
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-158 von Maus-CD79b (NP_032365.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P15530
Proteinmasse	25 kDa
Versand	Eisbeutel