

Anti-Maus Cd79B Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P15530

Artikelnummer: CM0008537



Einführung

-konjugierter Kaninchen-Anti-Maus CD79b monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Zielt auf die Beta-Kette des B-Zell-Rezeptorkomplexes (Ig-beta, B29) ab, validiert in Mausmodellen. Ideal für die IVD-Forschung und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus CD79b mAb
Bemerkungen/Alias	B29; Igb; Igbeta; Ig-beta
Spezies	Maus
GeneID (human)	974
GeneID	15985
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-158 von Maus CD79b (NP_032365.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P15530
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel